

参考資料

サルモネラの増菌方法例

1 食品からの増菌方法

試料25gにリン酸緩衝ペプトン水等225mlを加えストマッカー等で細断し、35℃で18~24時間培養する。培養後よく混和し、培養液1.5mlをハーナテトラチオニ酸塩培地等15mlに加え、42℃で20~24時間培養する。

2 サルモネラの損傷の少ない食品からの増菌方法

試料25gにハーナテトラチオニ酸塩培地等225mlを加えストマッカーなどで細断し、42℃で20~24時間培養する。

特異性試験

130以上の血清型のサルモネラについて本キットを用いて試験したところ、いずれも $10^5 \sim 10^6$ 個/ml以上で反応し陽性を示しました。

一方、サルモネラ類縁菌を含む多数の菌種について同様に試験を行いました。その結果、サルモネラに非常に類縁である *Citrobacter freundii* の中に 10^{10} 個/ml以上で非常に弱い反応を示すものがありましたが、それ以外のほとんどの細菌は 10^{10} 個/ml以上でも反応せず、本キットでは陰性でした。

従って、本システムはサルモネラに特異的であると言えます。

取扱上の注意

- ロットの異なる試薬等を混合しないで下さい。
- 冷蔵保存(2~8℃)をして下さい。
尚、⑥conjugate濃縮液と⑦conjugate希釈液の混合液(BufferB)は、冷蔵で2ヶ月程度安定です。2ヶ月以上の保存(使用期限内まで)を希望される場合には、混合後は分注して冷凍保存して下さい。
- 試薬が目・手・皮膚についた場合、すばやく水道水で洗い流して下さい。
異常があれば医師の手当を受けて下さい。
- 使用期限は箱の側面に記載しております。
- 本キットは臨床診断用ではありません。
- 本キットは公定法との100%一致を保証するものではありません。

培地

1 リン酸緩衝ペプトン水

BUFFERED PEPTONE WATER 20gを蒸留水1000mlに加え加温溶解後、10%Tween80水溶液60mlを加え121℃で15分オートクレーブ滅菌する。

2 ハーナテトラチオニ酸塩培地

ハーナテトラチオニ酸塩基礎培地79.5gを滅菌水1000mlに加え加温溶解後、45℃以下に冷却しヨード溶液40mlを加える。

*ヨード溶液：ヨウ化カリウム8gを蒸留水40mlに溶解後、ヨード(ヨウ素)5gを加えて溶解する。

寒天培地からの溶菌液調製方法

マイクロチューブに適当なコロニーを白金耳で掻き取り、150μlの滅菌水に懸濁する。

⑮変性液1Sを50μl、⑯変性液2を25μl加え35~37℃で10分間放置する。

溶菌液として50μlを使用する。

操作方法に関するお問い合わせ先

株式会社 ファスマック

TEL 046-295-8787

FAX 046-294-3738

製造元

株式会社 ファスマック

〒243-0041 神奈川県厚木市緑ヶ丘5-1-3

TEL 046-295-8787

FAX 046-294-3738

E-mail:gmo@fasmac.co.jp

http://www.fasmac.co.jp/

発売元

株式会社 科学飼料研究所

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-3-5(住友不動産八丁堀ビル7F)

http://www.kashiken.co.jp/

【お問い合わせ先】

TEL 027-347-3223 FAX 027-347-4577

試薬リスト


DNA固相化ウェル	48ウェル/24ウェル
① 変性液1	5ml×1
⑯ 変性液1S	5ml×1
② 変性液2	5ml×1
③ 陰性コントロール液	0.5ml×1
④ 陽性コントロール液	0.5ml×1
⑤ プローブ液	2.5ml×1
⑥ Conjugate 濃縮液	0.1ml×1
⑦ Conjugate 希釈液	5ml×1
⑧ 発色原液A	5ml×1
⑨ 発色原液B	1.5ml×1
⑩ ×200洗浄液	5ml×2

使用前に必ず説明書を読み、取扱い上の注意・操作手順を守って使用してください。
異なるロットの試薬は使用しないでください。

核さんテスト サルモネラ

食品検査用

DNAプローブ法による迅速サルモネラ検査キット



FASMAC

操作手順

溶菌液の調製操作(操作1~4)の際に使用したマイクロチップは、消毒液に浸けるかオートクレーブ処理を行い、滅菌してから捨てて下さい。

ただし、調製後の操作(操作6以降)で使用したマイクロチップ等は滅菌の必要がありません。

また、同一試薬を固相化ウェルに分注するとき、ウェルの側面・底面等にマイクロチップの先が触れた場合は、新しいマイクロチップに換えて操作を続けて下さい。

操作 1 マイクロチューブに①変性液1を100μl入れる。



ただし、亜セレン酸ナトリウムを含有する選択増菌培地を使用した場合には①の代わりに⑮変性液1Sを100 μl入れる。

試薬の中に沈殿物や浮遊物が存在する場合がありますが、そのまま使用して頂いて検査に全く問題はありません。

操作 2 選択増菌培養液をよく攪拌する。

図はハーナテトラチオニ酸塩培地を使用した時のものです。培地の種類や培養するサンプルによって色が異なる場合があります。

操作 3 培養液(操作2)を300μl採取してマイクロチューブ(操作1)に加え、よく混ぜる。

選択増菌培養液がハーナテトラチオニ酸塩培地あるいはサルモシストの場合は、操作2の攪拌後5分~10分間静置してから上清を採取する。

操作 4 マイクロチューブ(操作3)に②変性液2を50 μl加え、よく攪拌する。


→操作1で①変性液1を使用した場合、検体の溶液の色は赤色から紫色に変化する。



35°C~37°Cで5分~10分間放置する。

操作 5 添付のフレームからウェルを一旦取り外す。


必要数のウェル(陰性コントロール+陽性コントロール+検体数)のみフレームにセットする。



陰性コントロール
陽性コントロール
検体


- ! ウェルのつなぎめを割って、切り離すことができます。
- ! 複数のレーンを使用する場合、レーンの間隔を必ずあけて下さい。
- ! 洗浄操作の際にフレームからウェルが外れる危険性があります。どのサンプルがどのウェルにあたるのかが分かる様、あらかじめウェルの縁に印を打っておくとよいでしょう。

操作 6 セットした各ウェルに⑤プローブ液を50 μl加える。



操作 7

- 1に③陰性コントロール液 50 μl、
- 2に④陽性コントロール液 50 μl、
- 3-5に各検体の溶菌液(操作4)50 μlずつを加える。




接着用テープでウェルをシールし、35°C~37°Cで1時間放置する。

操作 8 生理食塩水(0.85% NaCl)1lに⑩×200洗浄液1本分を全量加えて、Buffer Aを調製する。


洗浄液の組成は、0.05% Tween20/0.85% NaClです。キットには2リットル分入れておりますが、万が一不足した場合には、この組成で調製して下さい。調製後は、室温で3ヶ月安定です。(オートクレーブ等は不要です。)

操作 9

テープをはがし、ウェルの液を排水に捨てる。



操作 10 検体数に合った下記の洗浄操作を選んで、調製したBuffer A(操作8)でウェルを洗う。




- (1) 上図のように、洗浄用容器に調製したBuffer Aを加える。
- (2) プレートごと沈めてウェルの中をBuffer Aで満たし、泡立てるように数回振るとして洗う。
- (3) ウェルに入ったBuffer Aを排水に捨てる。
- (4) この(2)~(3)の操作を10回程度繰り返し行う。
- (5) 洗浄操作後、ウェルを逆さにして乾いたペーパーなどの上にプレートごと数回叩きつけ、水分を拭き取る。
- (6) 操作後、洗浄用容器に残ったBuffer Aは排水に捨てる。

! ウェル周辺に泡立ちが多い場合は、フレームからウェルが外れやすいので、精製水(蒸留水、イオン交換水)で泡を軽く洗い流してから上記の(5)と同様の操作を行って下さい。


少検体の場合

洗浄用容器に調製したBuffer Aを少量加えて、洗浄用容器を傾けて上記の方法と同じように泡立てるように洗浄する。



操作 11

- ⑥Conjugate濃縮液を⑦Conjugate希釈液に全量加え、Buffer Bを調製する。
→⑦に⑥を加えると黄色に変化する。



! ⑥の液量は少ないため、⑦に加える時はマイクロピペットを使用して下さい。

! ⑥の液量が少ない場合は、容器の蓋に試薬が残っていることがありますので確認をして下さい。また、濃縮が起り液量が減る場合もあります。この場合、⑦の液で⑥の容器をとも洗いして使用して下さい。

! Buffer Bは、4°Cで2ヶ月安定です。なお、凍結融解を繰り返さないように分注して冷凍保存を行えば、6ヶ月安定です。

操作 12

調製したBuffer B(操作11)100 μlを各ウェルに加える。




接着用テープでウェルをシールし、35°C~37°Cで1時間放置する。

操作 13

テープをはがし、ウェルの液を捨て洗浄操作を行う。(洗浄方法は、操作9、10に同じ)

操作 14


⑧発色原液Aと⑨発色原液Bを4:1で混合する。(容器、チップ共にPP製を使用する。ガラス製の容器、ピペットでも代用可)




! 使用直前に、使用的ウェル数に必要量<1ウェルあたり100 μlが分注できる量>だけ調製してください。

操作 15

使用直前に調製した発色液100 μlを各ウェルに加え、添付の紙板を載せる。




直射日光を避けるため添付の紙板をウェル上に載せ、室温で15分間放置する。



! 余った調製済みの発色液は捨てて下さい。

判定

ウェルを添付の白紙板上に置き、目視で判定する。陰性コントロールより青色を呈するものを陽性とする。(下図の場合、検体3番と5番が陽性です。)



検体3番:陽性

なお、マイクロプレートリーダーを用いて、630nm~660nmの吸光度を測定し、判定することも可能です。この場合、陰性コントロールのOD測定値と検体のOD測定値の差が0.05以上を陽性とします。

検体4番:陰性

直射日光があたらない場所で判定して下さい。

検体5番:陽性

判定後のウェル中の発色液は、排水等に捨てます。また、使用したウェルはフレームから外し、一般用ゴミ又はプラスチック専用ゴミに捨てて下さい。

未使用のウェルがある場合は、使用したフレームを水道水で軽く洗い、水分を拭き取ってから再使用して下さい。