

平成最後の

在庫処分ディスカウントキャンペーン!

GenCheck DNA Extraction kit [Type S/F]

土壌 / 糞便サンプル用DNA抽出試薬キット



30%
OFF!!

キャンペーン特別価格

¥ 38,500 + 税

通常価格 ¥ 55,000 + 税

本製品の特徴

- ・ 化学的な溶菌と物理的な菌体破碎を併用
- ・ Beads Beatingにより強固な細胞壁を持つ微生物からもDNAを抽出することが可能
- ・ エタノール沈殿による核酸調製は不要であり、簡便、迅速にDNA抽出

※キャンペーン期間 2019年3月1日~4月26日まで

※使用期限は、2019年5月のものとなります。


本製品の内容物

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ① Lysis Solution M | 50 ml×1本 |
| ② Lysis Solution S | 2 ml×1本 |
| ③ Purification Solution | 20 ml×1本 |
| ④ Wash Solution 1 | 60 ml×1本 |
| ⑤ Wash Solution 2 | 30 ml×1本 |
| ⑥ TE(pH8.0) | 5 ml×1本 |
| ⑦ RNase A(100mg/mL) | 100 μl×1本 |
| ⑧ Beads Tube | 50本×1袋 |
| ⑨ Spin Column | 50本×1袋 |

+ Gencheck クイックスタートガイド



※写真はイメージです



プライマー無料引換券付き!

製品ご購入の皆様にプライマー10本をもれなくプレゼントいたします。