

GenCheck あまおうのご紹介

(株)ファスマック(代表取締役社長:布藤 聡 本社:神奈川県厚木市)は、2017年11月1日(水) から GenCheck あまおうの販売と GenCheck あまおうを使用した検査を行います。


本製品は福岡県農林業総合試験場と共同開発した製品で、イチゴの花托、ヘタや葉等を用いてあまおう(品種名:福岡 S6号)で有るか否かを迅速・簡便に判別するためのキットです。結果はDNA クロマト上の判定ラインに生じる青色のバンドパターンで得られるため、明瞭に判別が可能です。

検査の概要は下記の通りで、市販品 34 種類のイチゴとあまおうを区別することが可能です。

概要



判定方法



市場流通35品種の品種識別 + : 陽性 - : 陰性

1:あまおう	+	13:ひみこ	-	25:なつおとめ	-
2:アイベリー	-	14:みやざきなつはるか	-	26:とちひとみ	-
3:草姫	-	15:めぐみ	-	27:北の輝	-
4:さがほのか	-	16:ゆめのか	-	28:もういっこ	-
5:さちのか	-	17:さつまおとめ	-	29:おとめ心	-
6:とよのか	-	18:まりひめ	-	30:越後姫	-
7:紅ほっぺ	-	19:あまおとめ	-	31:やよいひめ	-
8:レッドパール	-	20:ペチカ	-	32:女峰	-
9:ひのしずく	-	21:なつあかり	-	33:とちひめ	-
10:かおり野	-	22:デコルージュ	-	34:スカイベリー	-
11:古都華	-	23:サマーキャンディ	-	35:とちおとめ	-
12:おおきみ	-	24:サマーティアラ	-		

参考文献

J Biotechnol. 185:57-62. 2014

是非ご活用をお願いいたします。

《お問合せ先》 株式会社ファスマック 遺伝子検査事業部
〒243-0041 神奈川県厚木市緑ヶ丘 5-1-3
TEL : 046-295-8787 FAX : 046-294-3738