

お客様 各位

ワンタッチ式キャップタイプ試験管仕様変更のお知らせ

株式会社森永生科学研究所

謹啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、ワンタッチ式キャップの仕様を以下の通り変更させていただきたく存じます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


【変更部分】 (新)



試験管の内側と外側をキャップで挟む形状

試験管サイズ：16Φ×125 mm

(現行)



試験管の内側ををキャップで押さえる形状

試験管サイズ：16Φ×100 mm

【対象商品】

商品コード	商品名	入数
M5501	BGLB 試験管培地 10 mL(ダークラム管入り)	50 本入り
M5502	LB 試験管培地 10 mL(ダークラム管入り)	50 本入り
M5503	EC 試験管培地 10 mL(ダークラム管入り)	50 本入り
M5504	RV 試験管培地 10 mL(ダークラム管入り)	50 本入り

以上