

／ 従来の信頼性 + 新しい手軽さ ／

アレルギーアイ イムノクロマト

食品検査用キットの新定番



用途に応じて最適な検査方法を選択できます！

- ✓ 信頼性
- ✓ 高感度

沸騰水抽出法



検出感度 **2ppm**

- ✓ 簡便・迅速
- ✓ 固化試料向き

NEW

新検査法 ミキサー抽出法



検出感度 **5ppm**

検査方法を選択できるメリットとは？

従来の検査方法を残し 精度の高い検査が可能

沸騰水抽出法は2ppmでの検査が可能です。
検出感度が最も高い検査方法です。



手軽コンタミチェック 導入しやすい自主検査

沸騰水を使用できない場合や、手軽に検査
を導入したい場合に最適です。



- ・検出感度は5ppmになります。
- ・専用の添加液を加える操作が必要です。

豊富なラインアップで多くの検査項目をカバー

項目	20回用	5回用
卵	034806	035035
牛乳(カゼイン)	034811	034963
牛乳(ホエー)	034816	034984
小麦	034845	035001
そば	034874	035019
落花生	034900	035022

項目	20回用	5回用
甲殻類	034903	035030
くるみ	074083	073979
カシューナッツ	062484	062497
大豆	080946	080954
ごま	080941	080944
アーモンド	023176	023312

 **保管温度**
1～30℃

 **価格**
20回用32,000円（税込：35,200円）
5回用 12,000円（税込：13,200円）



プリマハムグループ
株式会社つくば食品評価センター

〒300-0841 茨城県土浦市中向原635

Tel：029-841-8950

E-mail：Allergeneye@primaham.co.jp